

Test sur quelques aliments

Pour le test à l'eau iodée, on placera l'aliment dans une petite coupelle et on ajoutera une ou deux gouttes de réactif.

Pour le test à la liqueur de Fehling, on utilisera un tube à essais comme précédemment. Ne pas oublier de chauffer le tube.

Aliment	Test à l'eau iodée	Contient de l'amidon ?	Test à la liqueur de Fehling	Contient du glucose ?
Miel				
Farine				
Pomme				
Pain				
Jus de citron				

Conclusion :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....